





Аналізатор магнітний АМР



Призначений для проведення якісного експрес-аналізу вмісту в мінеральній сировині зерен магнітних мінералів, визначення характеристик поля, необхідних для проведення магнітної сепарації сировини.

Матеріал магнітів	Nd - Fe - B
Магнітна індукція по лінії А, що регулюється, мТл	10...900
Очищення магнітного блока	механічне
Габаритні розміри, мм	85 x 240...300
Маса, кг, не більше	2.0

Пробники магнітні ручні ПМР



Призначені для вилучення феромагнітних домішок із рідин і сипких матеріалів для подальшого їх якісного та кількісного аналізу.

Найменування	Магнітна індукція, мТл	Максимальна температура експлуатації, °С	Розміри, мм		Маса, кг
			L	L ₁	
ПМР	400	+80	330	110	0.65
ПМР-01		+150			
ПМР-02	600	+80	360	120	0.7
ПМР-03		+150			

1. Вказані значення магнітної індукції на поверхні магнітного блока по характерним лініям при температурі 20°C.
2. Механічне очищення.

НАШІ КОНТАКТИ:

33024, Україна, м. Рівне, вул. Млинівська, 32
тел. +38 0362 63 08 77, +38 067 363 82 24
тел./факс +38 0362 64 05 15
e-mail: separator@prodecolog.com.ua
www.prodecolog.com.ua

